



TABIX - TABOURET TÉLESCOPIQUE REPLIABLE

Réf: 201001

Dimension déplié :Ø255 x 455mmDimension replié :Ø255 x 60mmPoids :1,30 kgPoids supporté :135,00 kgMatière :ABS + plastique acryliqueGarantie :2 ans



Alternative aux chaises pliantes et autres tabouret classique.

Il vous suivra partout car il prend peu de place quand il est replié.

Pour un usage professionnel ou pour vos loisirs, il est indispensable !
Solide et peu encombrant.

Se règle à la hauteur qui vous convient. (1/4 de tour pour verrouiller / déverrouiller)



Dépliez, verrouillez, profitez!



1) Attraper les 2 extrémités avec vos doigts



2) Dépliez jusqu'à la hauteur souhaitée



3) Hauteur pour un usage normal



4) Pour le replier, dévérouillez-le et refermez-le avec les 2 mains en le pressant modérément dans le sens anti-horaire







TABIX – TABOURET TÉLESCOPIQUE REPLIABLE

Réf: 201001


Précautions d'utilisation :





Chaque crochet de verrouillage doit être parfaitement mis en place avant usage pour éviter toute risque de casse.







Ne pas inclinez le tabouret lorsque vous l'utilisez car il est susceptible de glisser et d'être endommagé. Lorsque vous êtes assis dessus, il est nécessaire de s'asseoir sur toute la partie supérieure, pas seulement assis sur le bord. Au risque de tomber et de se blesser.

