


Détecteur de mouvements

Capteur esclave pour PST DIMLITE SINGLE TEC-GP avec adaptateur TECTON, blanc, permettant d'étendre la plage de détection. Le PST DIMLITE SALVE TEC-GP ne peut être utilisé qu'en combinaison avec la référence 22169250 PST DIMLITE MASTER TEC-GP. Le réglage du délai de temporisation (de 15 s à 30 min) sur le capteur ainsi que la modification de l'indice crépusculaire n'est possible que par le biais d'une télécommande infrarouge (22169184). Réglage du capteur à la livraison : indice crépusculaire sur 1000 lux et délai de temporisation sur 3 min.

Dimensions : 498 x 98 x 67 mm ; poids : 1 kg



ZS_TEC_F_TEC_GP_PST_Seite_Dimlite.jpg



ZS_TEC_M_Bewegungsmelder_GP_Dimlite.wmf