

Boîte de dérivation DERIV'BOX MULTIMAT NO AIR

Descriptif produit : Volume optimisé, couvercle réglable horizontalement. Colletterte d'appui extra-large et convexe pour une finition parfaite avec joint d'étanchéité sous celle-ci. Réglage de l'alignement du couvercle. Tableau de repérage des circuits à l'intérieur du couvercle. Pattes de maintien métalliques. Vis de fixation fournies avec le couvercle de finition et vis de serrage avec double filet. Marquage sur le fond de la boîte des entraxes de perçage (Ø 67).

Matières : Boîte et couvercle : **Polypropylène**

Membranes en **Elastomère**

Couleurs : Corps **bleu** et membranes **blanches**

**Tenue au fil
incandescent :**




Volume de travail : De 400 à 2350 cm³ (selon le modèle choisi)

Normes : Conforme EN 60670-1:2005

Dédié RE2020

NF n°653959 - Test report n°126710-653789A



Référence BLM	Désignation	Conditionnement carton
690095	Boîte de dérivation DERIV'BOX NO AIR 100x100 Prof.40	20
690120	Boîte de dérivation DERIV'BOX NO AIR 120x120 Prof.40	20
690170	Boîte de dérivation DERIV'BOX NO AIR 170x120 Prof.40	10
690180	Boîte de dérivation DERIV'BOX NO AIR 180x180 Prof.50	10
690245	Boîte de dérivation DERIV'BOX NO AIR 250x190 Prof.50	10

	Répartition des entrées de conduits					
	16	16/20	16/20/25	20/25	25/32	32
690095	4	-	-	4	-	-
690120	-	6	-	4	-	-
690170	-	6	-	6	-	-
690180	-	12	-	4	-	2
690245	-	2	12 + 2 fond	-	2	-

Cotes en mm